

AMELİYATHANE MALZEME DOLABI 01-KMD



- AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelik ve temperli cam,
- Kilitlenebilir camlı kapaklar, alt kısımdaki kapaklı dolap içerisinde bir adet raf,

- 2 adet çekmece



- Tam camlı model 3 adet ayarlanabilir raf,

- Rotil ayaklar



MASA ÖLÇÜLERİ

• En*Boy*Yükseklik	400*900*1800 mm
--------------------	-----------------

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : www.kontmedikal.com.tr

kont  medikal