

ENDOSKOPİ DOLABI 01-ED ALET YIKAMA EVYESİ 01-EYE



- AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelik,
- Kilitlenebilir camlı kapaklar ve ayarlanabilir 3 adet raf

- Ön yıkama işlemleri için tasarlanmış,
- Kapaklı dolap, kavisli evye köşesi,



- Bariyerli ve su süzmek için tasarlanmış üst tabla,

- Rotil ayaklar



DOLAP ÖLÇÜLERİ

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • En*Boy*Yükseklik | 400*900*1800 mm |
|--------------------|-----------------|

ALET YIKAMA EVYESİ ÖLÇÜLERİ

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • En*Boy*Yükseklik | 600*1200*900 mm |
|--------------------|-----------------|

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : www.kontmedikal.com.tr