

## PASPAS YIKAMA EVYESİ 01-PYE



- AISI 304 Kalite 18/8 CrNi paslanmaz çelik,
- Pres baskılı geniş ve derin evyeli

- Kavisli evye köşesi, yüksek sırtlık ve musluk,



- Kaldırılabilir ızgara,

- Rotil ayaklar.



### MASA ÖLÇÜLERİ

- En\*Boy\*Yükseklik

600\*600\*500/910 mm

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : [www.kontmedikal.com.tr](http://www.kontmedikal.com.tr)