

## YUVARLAK ATELLER KNT-3R ISOTERMAL ÖRTÜ KNT-18 MANUEL ASPIRATÖR

- Şekil verilebilir yumuşak alüminyum plaka üzerine EVA kaplı pratik immobilizasyon ateli. Özellikle kol ve bacaklardaki kırıkların immobilizasyonu için. Tamamen X ışınları geçirgen.



- SOĞUĞA karşı koruma – Gümüş taraf İÇTE vücut ısını içerde tutmak için,
- SICAĞA karşı koruma – Gümüş taraf DIŞTA Güneş ışınlarını dışarı doğru yansıtmak için,

- El Aspiratörleri ilk yardım çantalarının içlerine sığabilecek yapıda kompakt bir malzemedir. Elle aspirasyonu kolaydır, ince ve kalın tip iki adet aspirasyon hortumuyla verilmektedir. 600 mmHg basınçtan daha yüksek bir aspirasyon gücü, kolay temizlik ve montaj imkânı sunulmaktadır.



Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : [www.kontmedikal.com.tr](http://www.kontmedikal.com.tr)

kont x medikal