

AMBULANS SEDYESİ KNT-3A3 KOMBİNASYON SEDYESİ KNT-1N

- Tek operatörle ambulans aracına sedye yüklemeye olanak veren trendelenburg pozisyonlu ve üst tarafı ayrılabilir Ambulans Sedyesi. Kolay temizlenebilir vinil kaplamalı şilte ve yaralı tespit kemerleri mevcuttur.



- Firmamız Ambulans Sedyelerinde mevcut olan minder takımı, tespit kemerleri ve ambulans içindeki sedye platformunun da üretimini yapmaktadır.

Model	Yüksek Pozisyon /High Position	Düşük Pozisyon /Low Position	Baş Açısı /Head Angle	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT-3A3	192x55x98 cm	192x55x36- cm	75	159 Kg	39Kg	45 Kg

- Yüksek binalardan, merdivenlerden yaralı nakletmek için kullanılan transfer sedyesidir. Sedye istendiğinde tekerlekli sandalye ya da düz sedye olarak kolayca yeniden pozisyonlanabilir. 2 adet yaralı tespit kemeri ile birlikte sunulur.

- Firmamız Kombinasyon Sedyelerinde mevcut olan brandaların ve tespit kemerlerinin üretimini yapmaktadır.



Model	Ürün Boyutu /Product Size	Paket Boyutu /Packing Size	Yükseklik /Height	Taşıma Kapasitesi /Load Capacity	Ağırlık /Weight	Paket Ağırlığı /Packing Weight
KNT-1N	210x50x12 cm	106x15x54 cm	Sandalye/Chair 52 cm/137 cm	155 Kg	8 Kg	9.5 Kg

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:176 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 3874545 Fax : 0312 3814555

Web Adresi : www.kontmedikal.com.tr